

Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Gpx3 Для Wb И Elisa — P22352

Артикул: CM0018475



введение

Поликлональное кроличье антитело к человеческому GPX3 (GPx-P) для вестерн-блоттинга (WB) и ELISA. Перекрёстно реагирует с белками мыши и крысы. Нацелено на внеклеточную глутатионпероксидазу — антиоксидантный фермент, защищающий клетки от окислительного повреждения.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb к GPX3
Примечания/синонимы	GPx-P; GSHPx-3; GSHPx-P; GPX3
Вид	Человек
GeneID (человек)	2878
GeneID	2878
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1–100 человеческого GPX3 (NP_002075.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Мышь, крыса
SWISS	P22352
Молекулярная масса белка	26 кДа
Доставка	Пакет со льдом