


Моноклональное Антитело Против Grx4 Для Вестерн-Блоттинга - P36969

Артикул: CM0002193



введение

Проверьте экспрессию белка GPX4 с помощью этого валидированного на нокауте кроличьего моноклонального антитела. Подходит для Вестерн-блоттинга (WB), иммунофлуоресценции (IF-P), ИФА (ELISA) на образцах человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований ферроптоза и окислительного стресса.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано KD] GPX4 кроличье мАт
Примечания/Псевдоним	MCSP; SMDS; GPx-4; PHGPx; snGPx; GSHPx-4; snPHGPx; [Валидировано KD] GPX4
Вид	Человек
ID гена (Человек)	2879
ID гена	2879
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого GPX4 (P36969).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P36969
Молекулярный вес белка	22 кДа
Доставка	Сумка со льдом