

Мышиное Моноклональное Антитело Кролика Против Grx4 (Валидировано Методом Kd) Для Wb, If-P, Ihc-P, Elisa — P36969

Артикул: CM0009232



введение

Высокоаффинное моноклональное антитело кролика против GPX4 (валидировано методом KD) для вестерн-блоттинга, IF, IHC и ELISA. Перекрёстно реагирует с GPX4 человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований ферроптоза и окислительного стресса.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	[Валидировано методом KD] GPX4, кроличье мАб
Примечания/синонимы	MCSP; SMDS; GPx-4; PHGPx; snGPx; GSHPx-4; snPHGPx; [Валидировано методом KD] GPX4
Вид	Человек
Идентификатор гена	2879
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 74–197 человеческого GPX4 (NP_002076.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P36969
Молекулярная масса белка	22 кДа
Условия доставки	Пакет со льдом