


Кроличье Моноклональное Антитело Против Grx4 [Валидировано Kd] Для Вестерн-Блоттинга, Игх, Иф, Ифа - P36969

Артикул: CM0010583



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело против человеческого GPX4, валидированное для Вестерн-блоттинга, ИГХ, иммунофлуоресценции и ИФА. Детектирует ключевой антиоксидант и регулятор ферроптоза, с перекрестной реактивностью на образцах человека, мыши и крысы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано KD] Кроличье mAb против GPX4
Примечания/Альтернативные названия	MCSP; SMDS; GPx-4; PHGPx; snGPx; GSHPx-4; snPHGPx
Вид	Человек
GeneID (Человек)	2879
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 74-197 человеческого GPX4 (NP_002076.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммунофлуоресценция на клетках, иммуногистохимия на парафиновых срезах, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P36969
Молекулярная масса белка	20 кДа/22 кДа
Доставка	В пакете со льдом