


Поликлональное Антитело Кролика Против Gpx4 Для Wb, IHC-P, IF/ICC, Elisa — P36969

Артикул: CM0013042



введение

Поликлональное антитело кролика к GPX4 валидировано для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Реагирует с GPX4 человека, мыши и крысы — незаменимой фосфолидгидропероксидазой, защищающей клетки от ферроптоза и окислительного повреждения. Идеально подходит для исследований в области редокс-биологии и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GPX4 кролик pAb
Примечания/алиасы	MCSP; SMDS; GPx-4; PHGPx; snGPx; GSHPx-4; snPHGPx
Вид	Человек
GeneID (человек)	2879
GeneID	2879
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 30–197 GPX4 человека (NP_002076.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P36969
Молекулярная масса белка	22 кДа
Доставка	Холодовой пакет