

Поликлональные Антитела Против Grx5 Для Вб, Ифа - 075715

Артикул: CM0017675



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого GPX5, валидированные для вестерн-блотов и ИФА, с перекрестной реактивностью к мышиному белку. Идеально подходит для изучения оксидативного стресса при созревании сперматозоидов и фертильности.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GPX5 Rabbit pAb
Примечания/алиасы	EGLP; GPx-5; GSHPx-5; HEL-S-75p; GPX5
Вид	Человек
GeneID (человек)	2880
GeneID	2880
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-100 человеческого GPX5 (NP_003987.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	075715
Молекулярная масса белка	25 кДа
Доставка	Холодильный пакет