


Анти-Gpx7 Кроличья Поликлональная Антитело Для Вестерн-Блота, Ифа - Q96SI4

Артикул: CM0025979



введение

Анти-GPX7 кроличья поликлональная антитело, валидированная для Вестерн-блота и ИФА. Обнаруживает GPX7 человека, мыши и крысы – тиоловую пероксидазу эндоплазматической сети, участвующую в редокс-гомеостазе и окислительном фолдинге белков. Идеально подходит для исследований окислительного стресса.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GPX7 Rabbit pAb
Примечания/алиасы	GPX6; CL683; GPx-7; NPGPx; GSHPx-7; GPX7
Вид	Человек
ID гена (человек)	2882
ID гена	2882
Иммуноген	Рекомбинантный белок: рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислотных остатков 20-187 GPX7 человека (NP_056511.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA (Вестерн-блот, ИФА)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q96SL4
Молекулярная масса белка	21 кДа
Доставка	Холодильный пакет