

Кроличья Поликлональная Антитела Против Grx8 Для Вестерн-Блоттинга И Elisa - Q8Ted1

Артикул: CM0022315



введение

Кроличьи поликлональные антитела против GPX8 для применения в Вестерн-блоттинге (WB) и ELISA. Распознают GPX8 человека, мыши и крысы — ER-тиолпероксидазу, критически важную для редокс-гомеостаза и формирования дисульфидных связей. Поддерживают исследования окислительного стресса.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GPX8 Кроличьи pAb
Примечания/Альтернативные названия	Grx-8; UNQ847; EPLA847; GSHPx-8; GPX8
Вид	Человек
ID гена (Человек)	493869
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 41-209 человеческого GPX8 (NP_001008398.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q8TED1
Молекулярная масса белка	24 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом