

Кроличье Моноклональное Антитело Против Гранулина Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P28799

Артикул: CM0006381



введение

Кроличье моноклональное антитело против Гранулина (PGRN/GP88), валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА, перекрестно реагирует с человеческим и мышинным белком. Нацелено на функцию лизосом и пути воспаления; идеально для исследований в области онкологии и нейродегенерации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело против Гранулина
Примечания/Альтернативные названия	GEP; GP88; PEPI; PGRN; CLN11; PCDGF; Granulin
Вид	Человек
GeneID (Человек)	2896
GeneID	2896
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 494-593 человеческого Гранулина (NP_002078.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P28799
Молекулярная масса белка	64 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом