

Кроличья Поликлональная Антитела Против Гранулина Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P28799

Артикул: CM0028997



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела, нацеленные на человеческий Гранулин (PGRN/GP88), валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА с перекрестной реактивностью к мыши и крысе. Идеальны для исследований функции лизосом, воспаления и пролиферации клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи поликлональные антитела против Гранулина
Примечания/Альтернативные названия	GEP; GP88; PEPI; PGRN; CLN11; PCDGF; Гранулин
Вид	Человек
GeneID (Человек)	2896
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 18-593 человеческого Гранулина (NP_002078.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P28799
Молекулярная масса белка	64 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом