

Поликлональные Антитела Против Гранзима В Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P04187

Артикул: CM0028626

введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против мышинного Гранзима В (P04187), подходящие для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA). Гранзим В — ключевая сериновая протеаза в апоптозе и пироптозе, опосредованном цитотоксическими Т-клетками и NK-клетками.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Granzyme B Rabbit pAb
Примечания/Псевдонимы	GZB; CCP1; Ctla1; Ctla-1; CCP-1/C11
Вид	Мышь
GeneID (человек)	3002
GeneID	14939
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 141-240 мышинного Гранзима В (NP_038570.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P04187
Молекулярный вес белка	27 кДа
Доставка	С ледяным пакетом