

Поликлональное Антитело К Granzyme B Для Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P10144

Артикул: CM0023771



введение

Кроличье поликлональное антитело к Granzyme B для WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Определяет Granzyme B человека и мыши (~28 кДа). Идеально для исследований апоптоза, пироптоза и иммунной цитотоксичности. Синтетический пептидный иммуноген.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb к Granzyme B
Примечания/Альтернативные названия	C11; HLP; CCPI; CGL1; CSPB; SECT; CGL-1; CSP-B; CTLA1; CTSGL1; Granzyme B
Вид	Человек
ID гена (Человек)	3002
ID гена	3002
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P10144
Молекулярная масса белка	28 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом