

Поликлональное Антитело Против Grap Кролика Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q13588

Артикул: CM0014804

введение

Высококачественное поликлональное антитело кролика, нацеленное на человеческий белок GRAP (GRB2-related adapter protein), валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Надежный инструмент для исследования сигналинга Ras, биологии внутреннего уха и глухоты.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Поликлональное антитело к GRAP, кролик (pAb)
Примечания/Альтернативные названия	DFNB114; GRAP
Вид	Человек
GeneID (Человек)	10750
GeneID	10750
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 128-217 человеческого белка GRAP (NP_006604.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q13588
Молекулярная масса белка	25 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом