

Моноклональное Антитело К Grasp65 Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - Q9Bqq3

Артикул: CM0006630



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело к GRASP65 для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии и ELISA. Реагирует с белком человека, мыши, крысы. Идеально для исследований биологии аппарата Гольджи и структуры клетки.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье mAb к GRASP65
Примечания/Альтернативные названия	P65; GOLPH5; GRASP65
Вид	Человек
GeneID	64689
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9BQQ3
Молекулярная масса белка	46 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом