

Поликлональные Антитела Против Grasp65 Для Wb, If/Icc, Elisa - Q9Bqq3

Артикул: CM0029243



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого GRASP65 (GORASP1, GOLPH5), валидированные для WB, IF/ICC и ELISA. Обнаруживают белок 46 кДа, участвующий в формировании ленты аппарата Гольджи, митозе и докинге везикул. Идеальны для изучения апоптоза и внутриклеточного транспорта.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GRASP65 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	P65; GOLPH5; GRASP65
Вид	Человек
ID гена (Человек)	64689
ID гена	64689
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 221-440 человеческого GRASP65 (NP_114105.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9BQQ3
Молекулярный вес белка	46kDa
Доставка	Сумка со льдом