


## Анти-Grb14 Кроличья Поликлональная Антитело Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q14449

Артикул: CM0025408



### введение

Кроличья поликлональная антитело к GRB14, валидированная для применения в Вестерн-блоттинге и ИФА. Реагирует с видами: человек, мышь и крыса. Подходит для исследований инсулиновой сигнализации и изучения взаимодействия с рецепторами. Предполагаемая молекулярная масса: 61 кДа.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                            |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | GRB14 кроличья пАт                                                                                                                  |
| Примечания/Псевдоним      | GRB14                                                                                                                               |
| Вид                       | Человек                                                                                                                             |
| ID гена (Человек)         | 2888                                                                                                                                |
| ID гена                   | 2888                                                                                                                                |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-180 человеческого GRB14 (NP_004481.2). |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                              |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                                             |
| Применение                | Вестерн-блот, ИФА                                                                                                                   |
| Перекрестная реактивность | Человек, Мышь, Крыса                                                                                                                |
| SWISS                     | Q14449                                                                                                                              |
| Масса белка               | 61 кДа                                                                                                                              |
| Доставка                  | Сумка со льдом                                                                                                                      |