


Поликлональное Антитело Против Grb2 Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - P62993

Артикул: CM0025884



введение

Высококачественное поликлональное антитело против GRB2, валидированное для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии и ELISA. Детектирует GRB2 человека и мыши, ключевой адаптерный белок в сигнальных путях. Идеально подходит для изучения клеточной сигнализации, иммунитета и репарации ДНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GRB2 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	ASH; Grb3-3; MST084; NCKAP2; MSTP084; EGFRBP-GRB2; GRB2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	2885
GeneID	2885
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-217 белка GRB2 человека (NP_002077.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P62993
Молекулярная масса белка	25 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом