

Анти-Grb7 Поликлональные Кроличьи Антитела Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q14451

Артикул: CM0029426



введение

Поликлональные кроличьи антитела, направленные против человеческого GRB7, валидированные для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA). Подходят для исследования GRB7-опосредованной сигнализации, пролиферации клеток, миграции и динамики стресс-гранул в исследовательских целях и для применения в IVD.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GRB7 кроличьи pAb
Примечания/Псевдоним	GRB7
Вид	Человек
ID гена (Человек)	2886
ID гена	2886
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-140 человеческого GRB7 (NP_001229372.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q14451
Молекулярный вес белка	60кДа
Доставка	Сумка со льдом