

Поликлональное Антитело Anti-Grhl2 Для Wb И Elisa — Q6Isb3

Артикул: CM0018029



введение

Поликлональное кроличье антитело anti-GRHL2, валидированное для WB и ELISA; реагирует с белками человека и крысы. Нацелено на транскрипционный фактор GRHL2 (71 кДа), играющий ключевую роль в развитии эпителия, нейруляции и регуляции плотных контактов. Идеально подходит для исследований развития и эпителия.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GRHL2 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	BOM, ECTDS, PPCD4, DFNA28, TFCEP2L3, GRHL2
Вид	Человек
GeneID (человек)	79977
GeneID	79977
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 80-250 человеческого GRHL2 (NP_079191.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, крыса
SWISS	Q6Isb3
Молекулярная масса белка	71 кДа
Условия транспортировки	Ледяной пакет