

Поликлональные Антитела Anti-Grhpr Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иф/Мфк (If/Icc), Ифа (Elisa) - Q9Ubq7

Артикул: CM0024000



введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против GRHPR, валидированные для Вестерн-блоттинга (WB), ИФ/МФК (IF/ICC) и ИФА (ELISA). Перекрестная реакция с человеческими, мышиными и крысиными образцами. Идеально подходят для изучения метаболизма глиоксилата и активности фермента гидроксипируватредуктазы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GRHPR Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	PH2; GLXR; GLYD; GRHPR
Вид	Человек
GeneID (Человек)	9380
GeneID	9380
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 100-328 человеческого GRHPR (NP_036335.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9UBQ7
Молекулярная масса белка	36кДа
Доставка	В ледяном пакете