

Поликлональные Антитела Против Gria3 Для Wb, If/Icc, Elisa - P42263

Артикул: CM0016209

введение

GRIA3 Rabbit pAb — это поликлональные антитела, полученные из кролика против человеческого GRIA3, валидированные для WB, IF/ICC, ELISA. Они обнаруживают GRIA3 человека, мыши и крысы — селективный к глутамату рецептор AMPA с молекулярной массой 101 кДа, участвующий в возбуждательном синаптическом переносе. Идеальны для нейронаучных исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Описание
Название продукта	GRIA3 Rabbit pAb
Примечания/Псевдонимы	GLUR3; GLURC; GluA3; MRX94; MRXSW; GLUR-C; iGluR3; GLUR-K3; GRIA3
Вид	Человек
GenelD	2892
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 200-490 человеческого GRIA3 (NP_000819.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P42263
Молекулярная масса белка	101 кДа
Доставка	Сумка со льдом