


Поликлональные Антитела Против Anti-Grid1 Для Wb, If/Icc, Elisa - Q9ULK0

Артикул: CM0026807



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого GRID1 (GluD1), валидированные для вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции и ИФА. Перекрестная реакция с мышью и крысой. Подходят для изучения синаптической организации и пластичности.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	GRID1 Кролик pAb
Примечания/Псевдоним	GluD1; GluD1-b; GRID1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	2894
GeneID	2894
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 880-1009 человеческого GRID1 (NP_060021.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q9ULK0
Молекулярный вес белка	112кДа
Доставка	Сумка со льдом