


Поликлональные Антитела Против Grik2 Для Вб, Ифа — Q13002

Артикул: CM0023503



введение

Кроличьи поликлональные антитела к человеческому GRIK2 (ионотропный глутаматный рецептор каината 2), подходящие для Вестерн-блоттинга и ИФА, с перекрестной реактивностью к мышинному гомологу. Валидированы для нейробиологических исследований глутаматной сигнализации и синаптической передачи.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GRIK2 кроличьи поликлональные антитела
Примечания/алиасы	EAA4; GLR6; MRT6; GLUK6; GLUR6; GluK2; NEDLAS; GRIK2
Вид	Человек
ID гена (человек)	2898
ID гена	2898
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 30-300 человеческого GRIK2 (NP_068775.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь
SWISS	Q13002
Молекулярная масса белка	103 кДа
Доставка	Хладоэлемент