

Поликлональное Антитело Anti-Grik4 Для Wb, Elisa — Q16099

Артикул: CM0018236

введение

Поликлональное кроличье антитело к GRIK4, валидированное для WB и ELISA; реагирует с белками человека, мыши и крысы. Нацелено на субъединицу каинатного рецептора GRIK4 (KA1), подходит для нейронаучных исследований глутаматергической передачи сигналов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb к GRIK4
Примечания/синонимы	KA1; EAA1; GRIK; GluK4; GluK4-2; GRIK4
Вид	Человек
GeneID (человек)	2900
GeneID	2900
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 21-220 человеческого GRIK4 (NP_055434.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q16099
Молекулярная масса белка	107 кДа
Доставка	Пакет со льдом