


Кроличья Поликлональная Антитела Против Grin2B Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - Q13224

Артикул: CM0030460



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела против GRIN2B (NMDAR2B). Подходят для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуоцитохимии, ELISA. Реагируют с белками человека, мыши и крысы. Идеальны для исследований в нейронауках и изучения ионных каналов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи поликлональные антитела против GRIN2B (pAb)
Примечания/Альтернативные названия	NR3; MRD6; NR2B; hNR3; DEE27; EIEE27; GluN2B; NMDAR2B; GRIN2B
Вид	Человек
ID гена (Человек)	2904
ID гена	2904
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1185-1484 белка GRIN2B человека (NP_000825.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунофлуоресценция/иммуоцитохимия (IF/ICC), иммуноферментный анализ (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS-PROT	Q13224
Молекулярная масса белка	166 кДа
Условия доставки	В термосумке со льдом