


Кроличья Поликлональная Антитело Против Grin2D Для Wb, Elisa - O15399

Артикул: CM0018245



введение

Кроличья поликлональная антитело к GRIN2D, валидированная для Вестерн-блоттинга и ИФА, реагирует с белком человека и мыши. Идеально подходит для нейробиологических исследований функции NMDA-рецепторов и синаптической пластичности.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	GRIN2D Rabbit pAb
Примечания/псевдонимы	EB11; NR2D; DEE46; EIEE46; GluN2D; NMDAR2D; GRIN2D
Вид	Человек
GeneID (человек)	2906
GeneID	2906
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 330-480 человеческого GRIN2D (NP_000827.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	O15399
Молекулярная масса белка	144 кДа
Доставка	Айс-бокс