

Поликлональные Антитела Против Grina Для Вб, Ифа — Q7Z429

Артикул: CM0022993

введение

Кроличы поликлональные антитела против человеческого GRINA (белок-спаситель 1), валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА. Обнаруживают GRINA человека, мыши и крысы. Идеально подходят для исследования апоптоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональные кроличьи антитела к GRINA
Примечания/Алиасы	LFG1; HNRGW; TMBIM3; NMDARA1; GRINA
Вид	Человек
ID гена (человек)	2907
ID гена	2907
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого GRINA (NP_000828.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q7Z429
Молекулярная масса белка	41 кДа
Доставка	Холодовой пакет