

Поликлональные Антитела Против Grip1 Для Вестерн-Блота, Ифа - Q9Y3R0

Артикул: CM0029309



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела против GRIP1, валидированные для Вестерн-блота и ИФА, с перекрестной реактивностью у человека и мыши. Идеально подходят для изучения каркаса глутаматных рецепторов и сборки нейронных сигнальных комплексов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GRIP1 кроличьи пАт
Примечания/алиасы	GRIP; FRASRS3; GRIP1
Вид	Человек
ID гена (человек)	23426
ID гена	23426
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1-250 GRIP1 человека (NP_001171545.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь
SWISS	Q9Y3R0
Молекулярная масса белка	122 кДа
Доставка	Холодовой пакет