


Поликлональные Антитела Против Grk1 Для Вестерн-Блоттинга, Иф (На Клетках), Игх (На Парафиновых Срезах), Ифа - Q15835

Артикул: CM0026106



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого GRK1 (родопсин-киназы). Валидированы для Вестерн-блоттинга (WB), ИФ на клетках (IF-P), ИГХ на парафиновых срезах (IHC-P) и ИФА (ELISA) с реактивностью в отношении человека, мыши и крысы. Идеально подходят для исследований фототрансдукции и сетчатки.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GRK1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	RK; RHOK; GPRK1; GRK1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	6011
GeneID	6011
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-160 человеческого GRK1 (NP_002920.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q15835
Молекулярный вес белка	64кДа
Доставка	В ледяном пакете