

Поликлональные Антитела Против Grk1 Для Wb, Ihc-P, Elisa - Q15835

Артикул: CM0029103



введение

Кроличьи поликлональные антитела против GRK1 для вестерн-блоттинга, иммуногистохимии и ИФА. Обнаруживают GRK1 человека, мыши и крысы; иммуноген нацелен на N-концевую область. Для исследований в области зрения и биологии сетчатки.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GRK1 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	RK; RHOK; GPRK1; GRK1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	6011
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-160 человеческого GRK1 (NP_002920.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q15835
Молекулярный вес белка	64kDa (64kDa)
Доставка	Сумка со льдом