

Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Grk2 Для Wb, Ihc-P, Elisa — P25098

Артикул: CM0022124



введение

Поликлональное кроличье антитело против человеческого GRK2 (киназы 1 β -адренергических рецепторов). Валидировано для WB, IHC-P, ELISA. Реагирует с белками человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований GPCR-сигналинга и десенситизации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано на KO] кроличье поликлональное антитело к GRK2
Примечания/синонимы	BARK1; ADRBK1; BETA-ARK1; K2
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	156
Идентификатор гена	156
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 440-689 человеческого GRK2 (NP_001610.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P25098
Молекулярная масса белка	80 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом