

Кроличий Моноклональный Антитело Против Grk3 Для Wb, Elisa - P35626

Артикул: CM0010556

введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело, направленное против GRK3 (BARK2). Валидировано для WB и ELISA с перекрестной реактивностью на человека. Необходимый инструмент для исследований десенсibilизации GPCR и сигнальных путей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GRK3 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	BARK2; ADRBK2; GRK3
Вид	Человек
GeneID (Человек)	157
GeneID	157
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P35626
Молекулярный вес белка	80кДа
Доставка	Сумка со льдом