

Поликлональное Антитело Против Grk6 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P43250

Артикул: CM0028672



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий GRK6 (66 кДа). Подходит для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестно реагирует с мышиным и крысиным белком. Используется в исследованиях десенситизации GPCR. UniProt P43250.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GRK6 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	GPRK6; GRK6
Вид	Человек
GeneID (Человек)	2870
GeneID	2870
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 268-465 человеческого GRK6 (NP_001004106.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P43250
Молекулярная масса белка	66 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом