

## Поликлональное Антитело Против Grm1 Для Wb, If/Icc, Elisa — Q13255

Артикул: CM0017533



### введение

Кроличье поликлональное антитело к человеческому GRM1 (метаботропному глутаматному рецептору 1), валидированное для Вестерн-блоттинга (WB), иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (IF/ICC) и ИФА (ELISA). Реагирует с гомологами мыши и крысы. Идеально подходит для нейробиологических исследований синаптической пластичности и сигналинга в ЦНС.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                                              |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | GRM1 кроличье поликлональное антитело (pAb)                                                                                                           |
| Примечания/алиасы         | MGLU1; SCA44; GPRC1A; MGLUR1; SCAR13; PPP1R85; GRM1                                                                                                   |
| Вид                       | Человек                                                                                                                                               |
| ID гена (человек)         | 2911                                                                                                                                                  |
| ID гена                   | 2911                                                                                                                                                  |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный белок; рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислотных остатков 920-1140 человеческого GRM1 (NP_001264993.1) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                                                |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                                                               |
| Применение                | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                                                     |
| Перекрестная реактивность | Человек, Мышь, Крыса                                                                                                                                  |
| SWISS                     | Q13255                                                                                                                                                |
| Молекулярная масса белка  | 132 кДа                                                                                                                                               |
| Доставка                  | С охлаждающим пакетом                                                                                                                                 |