

Кроличья Поликлональная Антитело Против Grm4 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q14833

Артикул: CM0028801



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело, направленное против человеческого GRM4 (mGlu4, GPRC1D, MGLUR4). Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА, с перекрестной реактивностью на мышь и крысу. Идеально подходит для исследований метаболитного глутаматного рецептора 4.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GRM4 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	mGlu4, GPRC1D, MGLUR4, GRM4
Вид	Человек
ID гена	2914
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 33-290 человеческого GRM4 (NP_000832.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блот, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q14833
Молекулярный вес белка	102кДа
Доставка	Сумка-холодозащитный элемент