

## Кроличыи Моноклональные Антитела Против Grm5 Для Wb, Elisa - P41594

Артикул: CM0005792



### введение

Высокоспецифичные кроличьи моноклональные антитела против GRM5 для WB и ELISA. Распознают метаботропный глутаматный рецептор 5 человека, мыши и крысы — ключевой GPCR, участвующий в синаптической пластичности.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                              |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | GRM5 кролик mAb                                                                                                       |
| Примечания/Псевдоним      | mGlu5, GPRC1E, MGLUR5, PPP1R86, GRM5                                                                                  |
| Вид                       | Человек                                                                                                               |
| ID гена (человек)         | 2915                                                                                                                  |
| ID гена                   | 2915                                                                                                                  |
| Иммуноген                 | Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1100-1200 человеческого GRM5 (P41594) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                |
| Категория                 | Моноклональные антитела                                                                                               |
| Применение                | WB, ELISA                                                                                                             |
| Перекрестная реактивность | Мышь, Крыса                                                                                                           |
| SWISS                     | P41594                                                                                                                |
| Молекулярный вес белка    | 132 кДа                                                                                                               |
| Доставка                  | Сумка со льдом                                                                                                        |