

Кроличье Поликлональное Антитело Против Grm5 Для Вестерн-Блоттинга, Иммунофлуоресценции На Пермеабиллизированных Клетках, Elisa - P41594

Артикул: CM0024741



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого метаботропного глутаматного рецептора 5 (GRM5/mGlu5). Валидировано для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции на пермеабиллизированных клетках, ELISA. Перекрестно реагирует с мышиным и крысиным белком. Идеально для исследований в нейронауках и изучения синаптической пластичности.

[Узнать больше](#)

Параметр	Детали
Название продукта	GRM5 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	mGlu5; GPRC1E; MGLUR5; PPP1R86; GRM5
Вид	Человек
GeneID	2915
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 870-1070 человеческого GRM5 (NP_001137303.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммунофлуоресценция на пермеабиллизированных клетках, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P41594
Молекулярная масса белка	132 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом