

Поликлональные Антитела Против Grm8 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - O00222

Артикул: CM0028162



введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные на метаботропный глутаматный рецептор 8 (GRM8). Валидированы для Вестерн-блоттинга и ИФА, реагируют с видом человека, обнаруживают белок размером ~102 кДа. Идеальны для исследований в области нейронауки.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GRM8 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	GLUR8; mGlu8; GPRC1H; MGLUR8; GRM8
Вид	Человек
GeneID (Человек)	2918
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого GRM8 (NP_000836.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	O00222
Молекулярный вес белка	102kDa
Доставка	Сумка-холодильник