


Кроличья Поликлональная Антитело К Grp94 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P14625

Артикул: CM0025199



введение

Кроличья поликлональная антитело к Grp94 (SWISS P14625), валидированная для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Обнаруживает эндоплазмин человека, мыши и крысы — шаперон ЭПР, участвующий в фолдинге белков и опухолевой иммунологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Grp94 Rabbit pAb
Примечания/Алиасы	ECGP, GP96, TRA1, GRP94, HEL35, HEL-S-125m, Grp94
Вид	Человек
ID гена (человек)	7184
ID гена	7184
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 501-750 Grp94 человека (NP_003290.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P14625
Молекулярная масса белка	92 кДа
Доставка	Айс-бокс