


Моноклональное Антитело Anti-Grsf1 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иф/Мцк (If/Icc), Ип (Ip), Ифа (Elisa) - Q12849

Артикул: CM0002883



введение

Кроличье моноклональное антитело к GRSF1, валидированное для WB, IF/ICC, IP, ELISA. Взаимодействует с GRSF1 человека, мыши и крысы, регулятором посттранскрипционной экспрессии генов в митохондриях. Идеально подходит для изучения сборки митохондриальных рибосом и связывания РНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GRSF1 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	GRSF1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	2926
ID гена	2926
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 50-150 GRSF1 человека (Q12849)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q12849
Молекулярный вес белка	53 кДа
Доставка	Сумка со льдом