


Поликлональное Антитело Anti-Grsf1 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa — Q12849

Артикул: CM0022777



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на фактор 1, связывающийся с G-богатой последовательностью (GRSF1), валидированное для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Реагирует с белками человека, мыши и крысы; незаменимо для исследований биологии митохондриальной РНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье антитело GRSF1 pAb
Примечания/псевдоним	GRSF1
Вид	Человек
GeneID (человек)	2926
GeneID	2926
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 100-200 человеческого GRSF1 (NP_002083.4).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q12849
Молекулярная масса белка	53 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом