

Моноклональное Антитело Против Gsdma Для Вестерн-Блоттинга, Иммунофлуоресценции, Elisa - Q96Qa5

Артикул: CM0006413

введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого GSDMA (Gasdermin-A). Валидировано для вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции, ELISA; перекрестно реагирует с мышинным белком. Подходит для исследований пироптоза и изучения иммунитета эпителия.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело против GSDMA
Примечания / Альтернативные названия	GSDM; FKSG9; GSDM1; GSDMA
Вид	Человек
GeneID (человек)	284110
GeneID	284110
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммунофлуоресценция, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q96QA5
Молекулярная масса белка	49 кДа
Условия доставки	В термосумке со льдом