

Поликлональные Кроличьи Антитела Против Gsdmc Для Wb, If/Icc, Elisa - Q9Byg8

Артикул: CM0016185

введение

Высококачественные поликлональные кроличьи антитела против GSDMC, валидированные для WB, IF/ICC и ELISA. Взаимодействуют с человеческим и мышинным GSDMC, белком, образующим поры и вызывающим пироптоз, с молекулярной массой 58 кДа. Подходят для изучения путей гибели клеток, опосредованных газдермином-С.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GSDMC Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	MLZE; GSDMC
Вид	Человек
GeneID (Человек)	56169
GeneID	56169
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-100 человеческого GSDMC (NP_113603.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9BYG8
Молекулярный вес белка	58кДа
Доставка	Сумка со льдом