

Анти-Gsdmc3 Кроличий Поликлональный Антитело Для Wb, Elisa - Q8Cb12

Артикул: CM0023134

введение

Кроличий поликлональный антитело против мышинового Gsdmc3, предназначенное для применения в WB и ELISA. Gasdermin-C3 — это белок, образующий поры, который запускает пироптоз при расщеплении каспазой, способствуя проницаемости мембраны и гибели клетки.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Gsdmc3 кроличий pAb
Примечания/Псевдоним	9930109F21Rik; Gsdmc3
Вид	Мышь
ID гена (Человек)	56169
ID гена	270328
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 2-80 мышинового Gsdmc3 (NP_899017.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q8CB12
Молекулярный вес белка	54кДа
Доставка	Сумка со льдом