


Кроличья Моноклональная Антитела К Gsdmd (Полная Длина + С-Конец) Для Вестерн-Блата И Ифа - P57764

Артикул: CM0002808



введение

Кроличья моноклональная антитела, нацеленная на человеческий GSDMD (полноразмерный белок и фрагмент С-конца). Подходит для методов Вестерн-блот и ИФА, позволяет проводить исследования пироптоза, инфламмасомы и клеточной гибели.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GSDMD (Full length+C terminal) Rabbit mAb
Примечания/Алиасы	DF5L, DFNA5L, FKSG10, GSDMDC1, GSDMD
Вид	Человек
ID гена (человек)	79792
ID гена	79792
Иммуноген	Рекомбинантный сливаемый белок, содержащий последовательность аминокислот 346-484 человеческого GSDMD (NP_079012.3)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P57764
Молекулярная масса белка	53 кДа
Доставка	С ледяным пакетом