


Анти-Gsdmd (Полная Длина + С-Конец) Кроличий Моноклональный Антитело Для Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q9D8T2

Артикул: CM0004086



введение

Кроличий моноклональный антитело анти-GSDMD (полная длина + С-конец), валидированное для WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA у мыши. Идеально подходит для изучения пироптоза, сигнальных путей инфламмасы и формирования пор газдермином D.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GSDMD (полная длина + С-конец) кроличье mAb
Примечания/Псевдоним	DF5L; M2-4; Dfna5l; GsdmD-1; Gsdmdc1; 1810036L03Rik
Вид	Мышь
ID гена (человек)	79792
ID гена	69146
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q9D8T2
Молекулярный вес белка	53 кДа
Доставка	Сумка со льдом