


Кроличыи Поликлональные Антитела К Gsdmd (Полноразмерный + N-Концевой Домен) Для Wb, If/Icc, Elisa — Q9D8T2

Артикул: CM0015118



введение

Кроличыи поликлональные антитела, нацеленные на полноразмерный и N-концевой GSDMD (Q9D8T2). Валидированы для WB, IF/ICC, ELISA на образцах человека, мыши и крысы. Идеально подходят для исследований пироптоза и инфламмасом.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи поликлональные антитела к GSDMD (полноразмерный + N-концевой)
Примечания/Синонимы	DF5L; M2-4; Dfna5l; GsdmD-1; Gsdmdc1; 1810036L03Rik; GSDMD (полноразмерный + N-концевой)
Вид	Мышь
ID гена (человек)	79792
ID гена	69146
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9D8T2
Молекулярная масса белка	53 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом