


Поликлональные Антитела Против Gsdmd Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P57764

Артикул: CM0024620



введение

Кроличьи поликлоральные антитела, нацеленные на человеческий GSDMD (Гасдермин-D), валидированные для WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA; перекрестно реагируют с мышами и крысами. Для исследования пироптоза, инфляммосомы и врожденного иммунитета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GSDMD Rabbit pAb
Примечания/алиасы	DF5L; DFNA5L; FKSG10; GSDMDC1; GSDMD
Вид	Человек
GeneID	79792
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 346-484 человеческого GSDMD (NP_079012.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P57764
Молекулярная масса белка	53 кДа
Доставка	Холодильный пакет