

Анти-Gsdme (Полноразмерный+N-Концевой) Кроличье Поликлональное Антитело Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Ицх, Ифа - O60443

Артикул: CM0026422



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на полноразмерные и N-концевые области человеческого GSDME (DFNA5/ICERE-1). Подходит для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ, ИФА. Перекрестно реагирует с мышиным и крысиным белком. Идеально для исследований пироптоза и клеточной смерти.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GSDME (полноразмерный+N-концевой) Кроличье pAb
Примечания/Алиасы	DFNA5; ICERE-1; GSDME
Вид	Человек
ID гена (Человек)	1687
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-270 человеческого GSDME (NP_004394.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O60443
Молекулярная масса белка	11 кДа/35 кДа/55 кДа
Доставка	В пакете со льдом