


Моноклональное Антитело Против Gsk-3A/B Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иф/Ицк (If/Icc), If-P, Ihc-P И Ифа (Elisa) - P49840/P49841

Артикул: CM0006581



введение

Кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческих GSK-3 α и GSK-3 β . Валидировано для WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P и ELISA; перекрестная реакция с мышью и крысой. Идеально подходит для исследований диабета, болезни Альцгеймера и Wnt-сигналинга.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GSK-3 α/β Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	GSK3B; gsk-3 β ; GSK-3 α/β
Вид	Человек
GeneID (Человек)	2931/2932
GeneID	2931/2932
Иммуноген	Рекомбинантный белок человека GSK-3 α/β
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P49840/P49841
Молекулярный вес белка	46kDa/48kDa
Доставка	Сумка со льдом